

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome prodotto	NEPLUS – NEBULIZZATORE MESH
Modello	NE-SM1
Alimentazione	Batteria ionio di litio 3,6-4,2V DC 1,4 W
Dimensioni	52 x 53 x 109 mm
Peso unità principale	88 gr.
Parcellizzazione	Media di 5 micron
Tasso di nebulizzazione	Circa 0,5 ml/min (23°C)
Volume serbatoio	6 ml
Utilizzo a piena carica	4 h
Durata batteria	Oltre 300 cicli
Ambiente di funzionamento	Temp. 10°C~40.0°C, Umidità 30%~85%
Ambiente di conservazione	Temp. -20°C~60.0°C, Umidità 10%~95%
Garanzia	24 mesi dalla data di acquisto
Certificazioni	CE0120, ISO, TUV