

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome prodotto	SNEEZER BEAM
Modello	SN-211
Tecnologia	Fototerapia a doppia lunghezza d'onda
Posizionamento luce	Narici
Lunghezza d'onda	657-940 nanometri
Tipologia emissione	Continuo
Alimentazione	Batteria 9V
Durata della batteria	Circa 100 utilizzi (approssimativamente 3 minuti per ogni utilizzo)
Dimensioni	78 x65 x 31 mm
Peso	80 gr.
Ambiente di funzionamento	Temperatura: 15 °C~40 °C Umidità: 30%-80%
Ambiente di conservazione	Temperatura: -10 °C~60 °C Umidità: 30%-80%
Contenuto della confezione	Unità principale, dispositivo nasale con chiusura a molla, 1 batteria 9V, manuale d'istruzioni
Garanzia	24 mesi dalla data di acquisto
Certificazioni	ISO-13485, EMC, ISO-10993, EN60601-1, CE 0434.