

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome prodotto	TERMOMETRO INFRAROSSI SENZA CONTATTO
Modello	HT706
Campo di misurazione	Corpo: 36.0°C~42.1°C (96.8°F~107.8°F) Oggetti: 5.0°C~100°C (41°F~212°F)
Precisione	Corpo: ±0.2°C (36.0°C~39.0°C) ±0.3°C (39.0°C~42.1°C) Oggetti: ±0.1°C
Posizione di misurazione	Fronte
Memoria	10 misurazioni
Distanza di funzionamento	3 ~ 5 cm
Ambiente di funzionamento	5°C~35.0°C, ≤85%RH
Ambiente di conservazione	-25°C~55.0°C, ≤95%RH
Dimensioni	134 x 48 x 31 mm
Durata apparecchio	2 anni
Alimentazione	2xAAA batterie alcaline da 1.5V
Durata batteria	1 anno
Peso	76 gr (senza batterie)
Certificazioni	Il termometro a infrarossi è conforme ai requisiti della direttiva 93/42 / CEE in materia di dispositivi medici