

CON INTEGRAL LA RIVOLUZIONE NEL CONTEGGIO GARZE

Infinisurge è un team di professionisti nelle tecnologie chirurgiche e medicali d'avanguardia

Nonostante la giovane età anagrafica, dal 2011, anno della sua nascita ufficiale, Infinisurge si è distinta nell'attività di importazione di tecnologie innovative per i settori chirurgico e medicale. L'azienda udinese sta diventando così un punto di riferimento, in grado di proporre la 'crème' in fatto di avanguardia strumentale e procedurale a beneficio della sua eterogenea clientela. Ma non solo.

Il 2014, oltre a essere ricordato come un anno assai positivo in termini di fatturato, ha previsto il lancio, durante l'esposizione "Medica" a Düsseldorf, di un top medicale di produzione propria, "Integral". Si perché i nostri vantano know-how tali da poter produrre un'ingegneria interamente "made in Friuli Venezia Giulia". "Integral" è un sistema di conteggio garze rivoluzionario specificamente pensato per l'ambiente operatorio - spiega il dottor Claudio Dreosso in veste di titolare - poiché permette l'inserimento di tutti i dati dell'intervento (e dunque codice paziente, nominativi degli operatori, data e tipo di intervento), effettuando poi il conteggio di tutte le garze sterili preparate per l'operazione. Integral consente anche l'inserimento di ulteriori confezioni di garze durante l'intervento se dovessero necessitarvi. A conteggio compiuto e una volta terminato l'intervento, se i numeri e le tipologie di garze fra l'inizio e la fine combaciano, il sistema stampa un report con tutti i dati memorizzati da allegare alla cartella clinica. Ogni funzione di Integral viene visualizzata su un Lcd touch screen e il sistema è dotato di un lettore ausiliario manuale che permette la ricerca di un'eventuale garza utilizzata e accidental-

mente caduta a terra. Il sistema è dotato di hardware e software appositamente dedicati, completamente certificato Ce con marchio registrato e domanda di brevetto regolarmente depositata.

La percentuale di errore? Da tutte le prove effettuate finora è pari a zero. Una possibilità preziosa per scongiurare l'errore umano a tutela del paziente. Integral è la logica conseguenza di un "mo-

dus operandi" che Dreosso individua in tre punti: "Da sempre la filosofia Infinisurge si è orientata attorno ai criteri di innovazione massima - conclude - prezzo corretto e profonda attenzione ai principali mercati stranieri".



UDINE

tel. (+39) 0432 1792610 - 335 7837100



IL RIVOLUZIONARIO CONTAGARZE "INTEGRAL"